arrela

黑色

# クッションマッサージ めぐり

48

# MCREO19

取扱説明書



# 安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき。内容を十分理解された上でご使用ください。 事改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。こ了承ください。

# ご使用前に必ずお読みください

この原は、水吸熱をお聞い上げったが何をして、個に思りがとうございます。

この政権回導等は、本義品の使用上の計量後が事情事項について押して記憶しているだ。

本製品をご信仰になる時には、みずこの意味製料量をよくお飲みいただき、事性が過ごらないよう。配像料料に 持って使したお使いてださい、また、お園みまたった関心、必要なと呼にいつでも異べられるよう。すぐに取り出する 場所へ大切は影響してください。

なお、水製造の連続を保護機能は15分です。(機能の連続を対したって機を寄びた形品を含むし、低端を防止するため、26、機能を未全くご使用いただくため、運動を開発、約1回線は多数基準体質をでください。)

●開展の開発は個く常じます。

## INDEX

安全のため 必ず守っていただくこと 報告・注意基項

各部の名跡

使用方法

使当他

使用との注意 お手入れ方法など 数量がなりと思う句に

#### 安全のために、必ずお守りください。

取扱説明確の警告及び注意的意は、危険の虚合によって表の2級階に分けています。 表記されている内容をよく意識していただと、取扱質明度に関ってき使用、点痕を行ってください。

#### ATE

譲った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う可能 性が高る内容です。

#### A 9 T

新った取り扱いをすると、軽傷を負ったり、物的 機関が発生する可能をかある内容です。

能量高初重性

● 必ず物所に扱って でださい。 ○ 最前に行わないで

CO SMILLOWE

O CERTO.

事者記載の著名後が注意事項を書けされずにご使用されて生じた。いかなる事業だつきましても、無状としまして は一切の責任を負いかねますのでご了乗ください。また、本書記載の書名及び注意事項に簡素すると思われる場合 は本書品の表現は分す。ただちに無社カスをマーサービス細へお振い合わせください。

●各ページには必要にごを無いただくた場の強重が利配置しております。両事を十分ご場所の上、ご管局ください。

# 使用上の警告・注意事項

#### A WW



- 本製造は一般表達用マッケージ書です。後別は重要用 として要達しないでください。また、本典会員表立所で は使用したいでください。
- 直接を参収等なる場合はは使用しないでください。 力を参加性のそれが高ります。
- 本製造学業第コードを上に乗ったり、乗ったり物を集い たり、実際に力を掛けるで使用方法はおやなください。 機器の数据学道大な事業を引き起こす機器になります。
- 本書のすき間には絶対に多・足などを入れないでく ださい。そぎき事故の変わが多ります。
- 事業品は1人所です。両者に2人以上でご使用に ならないでください。ウガや書画のかずれがあります。
- 申 料子機能は使用させないでください。 収録者の方なる子機が本製品を変易として使用しないよう十分の計画ください。また、影響などをお望 づけにならないようの対象を行さい。
- 管察をたる。最最高などを表に向ければまでの使用は 地質にしないさください。それや事業のおそれがあります。 実施機能などありまでつけて使用しないでください。
- 養護カバーを美した実際、国れた実際で使用しないで ください。製造カバーが開れた場合は要用を単止し、 妻子に修理など者で、重社カスタマーサービス負責を を連絡ください。
- 申 他の資金等と準期に使用しないでくなさい。乗取が 目くなるなど仲間不良を起こすときながあります。
- 職業がする時、また、取りながらの製剤は基をある ださい。事業を引き起こす他のがあります。
- 本施品を管理する前には、必ず信息カバー、カバーが 使れていないかご確認ください。また、使れている場合 は、本製品を使用せず、使れカスタマーヤービス等まで できまください。
- のでなり子類には手製品性上で質が必要い、及び上に 単にまないようと何さは昔のほかい。
- ※ Aはアダプラーは、現実された行品の参加ACアダプター を使用してください、最なるとダプターの報酬は、東京 や歌館の展開になります。



4 本書の課金を乗り回じまた15分です。15分以上の連 前介面はあり当ください。また、ごを示義:映画はご後、 声はならないでください。金融与最高はあります。



 マッソージは15分以上しないでください。また時に無効 へ3分以上マッサージしないでください。まちへのまだ 上の料金を与え、世界のよりものでれたないます。



■ ヒーター作業は15分出上しないでもださい。乗さる機は かくても、佐藤やほどになるあるれがあります。



- 直面を影響を受けている方で、下記に設当する方は、参 下面前に相関を上、その指示に従ってください。
  - ■マースターセールが2回転車を乗りませますすりのである。 単位の支援を開発する場合を表現しているか。
  - ●原作しまよう (原作) の名を方。
  - 中心部に無理のあるか.
  - ARREST STREET
  - 会に発力的の予定できてはおきの会かり。
  - ●研究内による場合などにより(利)の影響を辿らるの は実施がある人。
  - ORGEROUSES.
  - **中国教育会会とする方**。
  - 中国は197日以上(有限部)でき、

  - **新江 新国以下公司之里。**
  - 金田のよう(数) (でんってはこう) (地域) かられい かんだ (地域) 地域力など、東京 (よう) (地域) (地域のなっ
  - 事をおきしている方。
  - ◆サンド別事を受けたところ、※な典機器へ長用する方。
  - ●音● (音●) に無常のまる方。ユルを明が取りにあかっている 方。
  - 但社会人士(国际)现代方式。
  - **全工公司、包括原第二百四十**公司、
  - 申上記に向し寄命に言葉を確らている方。
- 使用中・使用器に気分が悪くなったり、並まいがする。物 便が置しくなったなど、身体に具厚を通じたとを検書す 以管理を中央、曲算以と概要ください。
- 商業等等有效をおは、必ず行業の方の背景部いる上で 使用してください。
- ヒーナー等は表質が集られるため、他に簡単で作い方は 使用しないでください。
- しばらく気息しても散産が重れない場合は、重算支払を 内側に相関してください。
- 申申でやコードは無量以限的にないようは、関して無難して ください。

#### AUE



● 未製造は各ず無色でご使用くだかい。

● 経典機能で発売してもださい。



- ご整定等には、他ボタン、タイマーが正常に登集するか 機能してください、中国産業支援や機能など無常が発見 された場合には、資産しないでください。
- 単級ACアダプターキュードは、なじれるほどいて信用・ 容易をしてください。

# 警告·注意



小さなお子様や、反当説明書の内容が理解できない方 がお一人で書画に触た。目した使用をしないようロード で発見ください、観った情報の自然の目間になります。





 事業品をそレビやラジオの名(でき使用されますと、テレビの副業やラジオの信用にノイズ(準合)が入ります。 中の間には、テレビやラジを実はやれらのアンナナから 調れた場所へ見動きすることがか。



- 面別日共ラストープなどの次第一級名の近くや、財団など消費の多い場所での美屋・提覧はしないでください。
- 要 ほこりの多い場所での使用・禁食はしないでください。

# 保管・お手入れについての警告・注意事項

#### A 製管



- 費用無量外は実現さどでダブターをコンセントから抜い で供管理所は本拠をでつまずかないような場合に置き、 特に小さなお子面が選手に触ることのないよう。必要に おけて傾向等を持ちてください。また、後針は成が当た手 値用手表達・子準な場合には発言しないでください。
- ※ お手入れの骨には、鼻濡入くアダプターをコンセントから み回いてください。健養のおそれがあります。
- 事 事務・保養品がどは、実団の使用に支持のないような事 浄化し、滞倒の少ないとごろに養養・保養をよっていない。

#### A 注意



- コード無はおなわをほどいて無管してください。



本業品を基準にわたりご提高いただるため、定面的に再 氏書を対きとってください。その前、シンナーを重要の重 い実践での含ま入れはお妻がください。



# 電動機器の警告事項

- 本製品はAC100V電源を使用します。

#### A 型告



- ご使用機は必ず開源がら行うになっているが確認してい を促き、専用人にアダプターをロンセントから違いでくだった。
- 立検剤にならない時や。昔が増りだいたときには、事物 人でアダプターをコンセントから駆いてくだざい。直接や 通電・運電・分火の開闢になります。



- 毎 参覧の時には由ちに使用る中止し、最適をOFFにして 毎年内でアダプターを言いセントから由いてでださい。
- 会議場点とアダプターは最高をで確保に終し込みでください。更も込みがゆるんでいると感覚・ショート・自発の意義をはませます。



- 調道のするだ反下・3.3 で以上の調査では毎月もない でください。正言に応動しなくなるおそれが高り、製品の を作る単純を6.
- 本側及にまするや毛をなどをかける影響を運用されないでください。政権や基本の提出になります。
- 事業基果状態をは成の海洋に渡したりにないでください。 また。女理名編などの通貨で基別の多い場所での使用・ 保養はしないでください。報信を確信・金融・例次の意 品はなりをす。





- コンセントから要用人くデデブターを指き除しずる時には、明別に関われまで触ったり、ユーギを引っ張ったり、 ないで、必ず無用人Cアデブターを発をつかんでコンセントから抜いてください。また、コードやブラグが挿んだり、用し込みがゆるかだ場面の変質でのご便用けらやあください。皮質や呼吸・運賃・買火の返費に立ります。
- 使用中点び機関の界限・位置の際には、見用ACアダプターのコードの上に自動を含字を進んが自らないように、 ご注号ください。新鮮や経路・長天の経営になります。
- ・ 部費の限、表形スピアダプターニードを参信スピアダプター単独で国連事業を受けるできない。 第二半年で国連事業を受けるできないできたさい。 部籍を経算・同火の無関になります。
- 事制品を無事や許求ではて無難した場合。他才に使用しないで無利力スタマーナービス無法の場合をおさい。
- ACアダプラーは、原用ACアダプター以外は争らない でもださい。相定された利益の者的ACアダプターを発売 してください。



● 本層品に使用や関係など是常が開発された場合には、 担ちに使用を中立し、要用人のアダプターをようセント から扱いでくなさい。



毎年製品の分割・取溶体的のないでください。事業必然を 関した場合。専用ACアダプターが留置した場合はは、最 手に開発などでで、製造販売を(発行のスタマータービ ス裁) にご達置ください。単位以外での審確は作品ない さください。

- ●使用しても効果が現れないときは、医師又は専門制にご相談ください。
- ●万一、故障その他のトラブルが開生した場合には、古手数でも弊行力スタマーサービス異念でき相談ください。
- ●お買い上げ日より1年を過ぎた製品は、有償にて点機サービスも行っております。
- 事本製品を適用するとでは、本性まいの各自治体の指導にしたがって処分してください。
- 命この取扱説明常及び保証券は、大気に保管されますようお願いします。耐失された場合、再保行はお受けしかねることがあります。

# 各部の名称

**着包をあせましたら間連考入れる前に、必ず付書品が振っているかご確認ください。** 

#### 田本 住



## ■ 操作部



### 重通ボタン

**電弧ボタンを押すともみ玉のランプが輸色に点灯し。** マッサージが開始されます。

もら一度電流ボタンを押すとヒーターがORとなり ランブが赤色に点灯します。

高度電流ボタンを探すと電流OFFとなります。

ヒーケー[知] をみまのランプが動画に紹行します。 ヒーター(人):ちみ玉のランプが赤色に点切します。

## ■ 特易と効果・効能について

## 使用目的・効能または効果

あんま・マッサージの代用、一般家庭で使用すること。

- ●疲劳回復 ●血行促進
- 会議由のコリ・疲れをほぐす 会神経病・筋由癌の緩和

## 钟 基

- ●クッション部のもみ玉が筋肉を力強くマッサージもます。
- ◆もみ玉にはヒーター機能(人肌程度)を内置しています。
- 参約15分で自動停止するオートオフタイマーを内蔵しています。

# 使用方法

## ■ご使用前に、必ず次の項目を確認してください。

## 】 本体に専用ACアダフターのブラグをつなぎます

まっすぐ初元までしっかり書し込んでください。





#### ●無用が0万年プター無コード



**圣斯岛创建设美国** ACF ダブターは、 外を使用しないで 毛ださい。 台間や 藤里、海里、元火の 原因しなります。

## 2 専用ACアダプターを家庭用コンセントに差し込みます

専席ACアダプターをコンセントに重し込んでください。





### 3 マッサージを開始します



## 【電道ボタン】を押す



もみ玉が緑色に点灯し、マッサージを開始します。 ※この時点で15分タイマーが作動します。



【電源ボタン】を押す



ビーターが作動し、もみ医が赤色に点灯します。 ヒーターは人肌程度に選択り、マッサージをアシストします。







もみ多のランブが海灯し、マッサージを軽了します。 マッサージ終了後は、専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。

#### オートオフ開催について


開始後 15 分解過すると、白動的にマッサージが停止します。



- 関係書きの分配書すると自動タイヤーが作業し、自動的にオリケージが伸送します。
- マッサージに場合は支しなけでも配さい。また。同は最後へ3分は上マッサージしないでください。 異尊性の各面は上の製造を与え、経動無となる遺れが表情です。
- モーターはっかによって役会回答が当いた場合は、いったん場合をO平にして、3分割に関ってから同じ同じをOかは、たください。







- ●マッサージをする際には、本体を 落としたときにけがをしないよう 十分注意して使用してください。
- ●使用例以外のマッサージは行わないでください。また、直接骨部にあたる部位には使用しないでください。



# ★本製品の上に建て使用しないでください。

事本製品に体質をかけて使用すると受金額関が作動し、もみ苦の回転が停止することがあります。また。依備や場所を指めてしまうこともありますのでお止めください。

★ 寝ころんで使用しない



# 使用上の注意

★痛みを発信して続けるマッサージは お止めください。

するできます 明らもおをわけるるため、なるべくはれ では使用すず、タチルなどもあてかいを押してください しゃもののほど Min するとりに タチルはをあてかい は明を知るしてくたかい

- ◆人により必要なマッサージの時間・速量は異なります。
- ●場ぶま表現して続けるマッケージは効果が買いばかなか 最適能や | 皮膚を含めるなど皮効果になります。
- 春間お茶やしでも最もた場合には、すぐに使用を中止してください。





- マッサージは15分以上しないでください。また同じがなべる分以上マッケージしないでください。 身体へ必要な上の刺激をあた。逆効果となる恐れがあります。
- アクセサリーなど硬いらのをつけて使用しないでください。けがや裏対の恐れがあります。
- 直接過ぎにあたる部位には使用しないでください。
- 本体の上に違ったり物を置いたりしないでください。無限の触点や個大な鼻弦を引き起こす原因になります。
- ●観気がする時、それ、握りながらの使用はお止めください。異立を引き起こす業れがあります。
- 本製品は1人用です。素時に3人以上でご使用にならないでください。けがや事故の最れがあります。

# お手入れ方法など

- ■お手入れ方法(本収品を表別にわたりご使用いただくため、1ヶ月ごとに清薄・点核・保守を行ってください。)
- ●若手入れの親には、明用ACアグプターをコンセントから聞いてください。
- ●本観点を良味にわたり情値・快速にお使いいただくため。定期的に持れ等を拭き取ってください。 また。汚れ等が落ちない場合は、中性洗剤のうすめ液で減で取ってください。この時、シンナー系や 強い破削の洗剤でのお手入ればお止めください、シミや変形の原因になります。

## **単保管および麻棄について**

- ●子供の手の磨くところに置かないでください。
- 申値度、滞棄の得いところや、整約日見の当たるところに置かないでください。
- ●肩貫は必ず各面治体の指示に従ってください。





# 故障かな?と思う前に下記の項目を一度チェックしてください。

#### 

米着悪性なお、具常が自然しない場合は、自ちに使用を中止し、事法特止のためあず下記のカスタマーサービス書に相談ください。 被扱い合わせは、カスタマーサービス書 (ATA) 0720 +30-4575 を作10:00~12:00、13:00~10:00~10:01 (2:01・10:01 )

■製品仕機 ■■■●■■

一 監 爵 名 駒:御森長竜太マッケージ室

. . 名:クッションマッケージ あぐか

■:MCRA01☆ 品

**四条数目前を表合:3284C3.7**X60102000

明 是 間 西 県 者:アルインコ 株式会社

图:大阪区画展市三岛(TI-TI-TI-TI 

三 中国

■ 第 で イ ズ:W340×D236×H1(Dmm ■ 第:261.Bkg(同項AC2929~26) 唐 -ACTOOVISO-BOHA

京州 伊岡 日本力 -11,6W(馬斯蘭 70/海馬福 4.5W)

4 1 659

1 300 体 ワレタン 耳

ABS(アクリロニトリルブクジエンス

テレン共自自自成権制と

≥||ながト: ボジエステル

MAG7979+086 YUSG20FF 201500J

# たアルインコ株式会社 フィットネス事業部 カスタマーサービス課

0120-30-4515 フリーダイヤル 

受付時間 1000キ~ 12:00、13:00~ 10:00 (±・B・配表氏, 同社的集合を動く)

左起以外显付

F A X : 072-678-6450

E-mail: fer-sysurigelineo.co.jp

FAX又はメールでの支配い合わせの 場合、関係に時間を愛する場合がござい ます。予めご子承ください。



※放射や異常が発生した場合、まずは本書さず、注風がなっと思う前に、をご確認ください。